

CONTRA-ÂNGULO DESCARTÁVEL

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Dispositivos acoplados à taça de borracha para profilaxia dental, para encaixe em peça de mão reta.

DEFINIÇÃO

Contra-ângulo descartável.

COMPOSIÇÃO

Poliacetal e TPV.

INDICAÇÕES

Para a realização dos procedimentos de polimento e profilaxia dental.

TÉCNICA DE USO

1. Remova o contra-ângulo de sua embalagem individual e conecte o contra-ângulo posicionando o pino de encaixe dentro da peça de mão reta;
2. Gire o anel de fechamento da peça de mão reta, para travar o contra-ângulo;
3. Descarte o contra-ângulo após o uso.

PRECAUÇÕES

- Utilize o contra-ângulo, preferencialmente, a uma rotação de até 3.000 RPMs;
- O contra-ângulo descartável aceita autoclavagem prévia ao uso;
- O produto já é lubrificado previamente;
- As taças são livres de látex, portanto, não são impeditivas para uso em pacientes com relatada sensibilidade ao látex.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local arejado e seco.

ENGLISH

INTRODUCTION

Devices connected to rubber cup for dental prophylaxis, for fitting in straight handpiece.

DEFINITION

Disposable handpiece.

COMPOSITION

Polyacetal and TPV.

INDICATIONS

For executing dental prophylaxis and polishing procedures.

TECHNIQUE OF USE

1. Remove the contra-angle from its individual packaging and connect the contra-angle positioning the fitting pin in the straight handpiece;
2. Rotate the closing ring of the straight handpiece, to lock the contra-angle;
3. Discard the contra-angle after use;

PRECAUTIONS

- Use the contra-angle, preferably, at a rotation of up to 3,000 RPMs;
- The disposable contra-angle accepts autoclaving prior to use;
- The product is already lubricated previously;
- The cups are latex free, and so used in patients with reported sensitivity to latex.

STORAGE

Store in an airy and dry place.

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

Dispositivos acoplados a la tasa de goma para profilaxis dental, para el encaje en la pieza de mano recta.

DEFINICIÓN

Contra ángulo desechable.

COMPOSICIÓN

Poliacetal y TPV.

INDICACIONES

Para la realización de procedimientos de pulido y profilaxis dental.

TÉCNICA DE USO

1. Retire el contra ángulo de su embalaje individual y conecte el contra ángulo posicionando la clavija de encaje dentro de la pieza de mano recta;
2. Girar el anillo de cierre de la pieza de mano recta, para trabar el contra ángulo;

3. Deseche el contra ángulo después de su uso.

PRECAUCIONES

- Use el contra ángulo a una rotación recomendada hasta 3.000 RPM;
- El contra ángulo desechable puede ser autoclavado antes de su uso;
- El producto ya viene previamente lubricado;
- Las tasas están libres de látex, por lo tanto, no impiden su uso en pacientes con relativa sensibilidad al látex.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en local ventilado y seco.

TÜRKÇE

GİRİŞ

Düz piyasemene eşleştirmek için profilaksis bardağı ile gelen açrı.

TANIM

Tek kullanımlı Angldrüva (açrı).

İÇERİK

Poliasetal ve TPV.

ENDİKASYONLARI

Parlatma işlemleri ve diş profilaksisi.

KULLANIM TEKNİĞİ:

1. Angldrüvayı ambalajdan çıkarın ve yerleştirme pimi piyasemene uygulayarak bağlayın;
2. Piyasemenin kapatma halkasını angldrüvayı kilitlemek için çevirin;
3. Angldrüvayı kullandıktan sonra atın.

ÖNLEMLER

- Angldrüvayı tercihen 3.000 RPMs devirde kullanın;
- Kullanmadan önce angldrüva otoklavda sterilize edilebilir;
- Ürün lubrikan ile gelir;
- Bardaklarda lateks yoktur bu nedenle latekse hassasiyet olan hastalarda kullanılabilir.


SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve havadar bir yerde saklayın.



1050303 - 0304022020

For the digital file,
please visit our
website through
the link in the
QR code.



Simbologia | Symbology | Simbología | Semboller

	Cuidado, consultar documentos acompañantes. For care, see accompanying documents. Cuidado, consultar documentos adjuntos. Ek belgelere bakınız.
	Manter seco. Keep dry. Mantener seco. Kuru yerde saklayınız.
	Manter ao abrigo do sol. Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol. Işıktan koruyunuz.

Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico: Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR Brasil. **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 - 0800 727 3201 (Brasil) | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br

ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

ÖNEMLİ: Bu ürün kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanıştan ileri gelen aksaklıklar ve zararlardan, kullanım talimatlarına uygun olmayan kullanıştan sorumlu değildir.