

METALPIN

Instructions for use

Choose your language

- ENGLISH
- ESPAÑOL
- PORTUGUÊS
- TÜRKÇE



ENGLISH

COMPOSITION: Alloy Cu-Zn.

DESCRIPTION AND INDICATION: Light metal pin, resistant to corrosion and oxidation, for the fabrication of temporary crowns.

TECHNIQUE FOR USE: 1. After the endodontic treatment, prepare root canal according to size of selected final post. 2. Select size of METALPIN. 3. Reline METALPIN with self-cured acrylic resin inside the canal. 4. With self-cured acrylic resin, connect the temporary crown with the relined METALPIN. 5. Cementation of the temporary restoration.

WARNING: METALPIN should not be used in final restorations. Its composition does not provide adequate mechanical properties for this purpose. Time for use in mouth should not extend 30 days. To be used only by a dentist.

ESPAÑOL

COMPOSICIÓN: Liga metálica Cu-Zn.

DESCRIPCIÓN Y INDICACIÓN: Pino metálico liviano y resistente a la corrosión y la oxidación, para la confección de coronas provisionales.

TÉCNICA DE USO: 1. Después del tratamiento endodóntico, prepare el conducto radicular de acuerdo con el tamaño del perno restaurador definitivo. 2. Seleccione el tamaño del METALPIN. 3. Con resina acrílica autopolimerizable, adapte METALPIN dentro del conducto radicular. 4. Junte la corona provisional al METALPIN con resina acrílica autopolimerizable. 5. Cimentación de la corona provisional.

ADVERTENCIA: METALPIN no puede ser usado en restauraciones definitivas porque no presenta propiedades mecánicas adecuadas para esa finalidad. El tiempo de utilización del METALPIN en la boca no debe exceder 30 días. Producto de uso exclusivo de dentistas.



PORTUGUÊS

COMPOSIÇÃO: Liga metálica Cu-Zn.

DESCRIÇÃO E INDICAÇÃO: Pino metálico leve e resistente à corrosão e à oxidação, para a confecção de coroas provisórias.

TÉCNICA DE USO: 1. Após o tratamento endodôntico, prepare o canal radicular de acordo com o tamanho do pino restaurador final. 2. Selecione o tamanho do Metalpin. 3. Reembase METALPIN com resina acrílica ativada quimicamente dentro do canal. 4. Una a coroa provisória ao METALPIN com resina acrílica ativada quimicamente. 5. Cimentação da coroa provisória.

ADVERTÊNCIA: METALPIN não pode ser usado em restaurações definitivas, pois, não possui propriedades mecânicas adequadas para essa finalidade. O tempo de utilização do METALPIN na boca não deve exceder 30 dias. Produto de uso exclusivo de dentistas.

TÜRKÇE

KOMPOZİSYON: Cu-Zn alaşımı.

AÇIKLAMA VE ENDİKASYON: Geçici kronların yapımında Metal post.

KULLANIM TEKNİĞİ: 1. Kök kanalını daimi postun boyutuna göre hazırlayın. 2. METALPIN'in istediğiniz boyutu seçin ve kanalı akrilik reçine ile doldurun. 3. Geçici kronu Metalpin'e akrilik reçine ile birleştirin ve geçici siman ile simantasyon yapın.

UYARI: Metalpin daimî restorasyonlarda kullanılmamalıdır, çünkü bu amaç için uygun hiçbir mekanik özellikleri yoktur. Metalpin'in ağızda kullanımı 30 günü aşmamalıdır. Bu ürün diş hekimlerin özel kullanımı içindir.