

RÉGUA ENDODÔNTICA

Instructions for use

Choose your language

- ENGLISH - ENDODONTIC RULER (GAUGE IN MILLIMETERS)
- ESPAÑOL - REGLA ENDODÓNTICA MILIMETRADA
- PORTUGUÊS - RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA
- FRANÇAIS - RÈGLE ENDODONTIQUE MILLIMÉTRÉE
- ITALIANO - REGOLO ENDODONTICO MILLIMETRATO.
- ROMÂNĂ - RIGLĂ ENDODONTICĂ CU MARCAJ ÎN MILIMETRI
- NEDERLANDS - ENDODONTISCHE MILLIMETERLINIAAL
- DEUTSCH - ENDODONTISCHES MILLIMETERLINEAL.
- SVENSKA - ENDODONTONISK LINJAL
- DANISH - ENDODONTISK LINEAL
- SUOMI - JUURIKANAVAMITTA (MITTARI MILLIMETREISSÄ)
- HRVATSKI - REGLA ENDODÓNTICA MILIMETRADA
- SLOVENŠČINA - ENDODONTSKO RAVNILO (SKALA V MILIMETRIH)
- SLOVENSKY - ENDODONTICKÉ PRAVÍTKO, MILIMETROVÉ
- POLSKI - MILIMETRYCZNA LINIJKĄ ENDODONTYCZNA.
- EESTI - JUURERAVI MILLIMEETRIJONLAUD
- LIETUVIŠKAI - MILIMETRINĖ ENDODONTINĖ LINIUOTĖ
- LATVISKI - ENDODONTIJAS LINEĀLS AR MILIMETRU IEDAĻĀM
- ČESKY - ENDODONTICKÉ PRAVÍTKO, MILIMETROVÉ
- GAEILGE - RIALÓIR MILLIMÉADRACHA ENDODÓINTEACHA
- MAGYAR - MILLIMÉTER BEOSZTÁSÚ ENDODONCIAI VONALZÓ



- TÜRKÇE - MILIMETRELİK ENDODONTİK SETVEL.
- MALTI - RIGA ENDODONTIKA (GEJĠ F'MILLIMETRI)
- БЪЛГАРСКИ - ЕНДОДОНТСКО ВЛАДЕТЕЛ (В МИЛИМЕТРИ GAUGE)
- РУССКИЙ - ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ МИЛЛИМЕТРОВАЯ ЛИНЕЙКА.
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΒΪΘΜΙΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ



ENGLISH - ENDODONTIC RULER (GAUGE IN MILLIMETERS)

INSTRUCTIONS FOR USE

Introduce the file into the stop and place it in the millimeter groove for measuring.

ESPAÑOL - REGLA ENDODÓNTICA MILIMETRADA

INSTRUCCIONES DE USO

Introduzca el tope em la lima y posicónela en la regla para medir.

PORTUGUÊS - RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA

INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o cursor na lima e posicione-a na régua para obter a medida desejada.

FRANÇAIS - RÈGLE ENDODONTIQUE MILLIMÉTRÉE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mettez le curseur sur la lime et placez-la de façon à obtenir la mesure désirée.

ITALIANO - REGOLO ENDODONTICO MILLIMETRATO.

ISTRUZIONI D'USO

Mettere il cursore sulla lima e posizionare questa sul regolo per l'ottenimento della misura desiderata.



ROMÂNĂ - RIGLĂ ENDODONTICĂ CU MARCAJ ÎN MILIMETRI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Introduceți acul în opritor și plasați-l în canelura milimetrică pentru a fi măsurat.

NEDERLANDS - ENDODONTISCHE MILLIMETERLINIAAL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Introduceer de file in de stop en plaats het in de millimeter groef voor het meten.

DEUTSCH - ENDODONTISCHES MILLIMETERLINEAL.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kursor in die Feile fügen und auf das Lineal positionieren, um das gewünschte Maß zu erhalten.

SVENSKA - ENDODONTONISK LINJAL

BRUKSANVISNING

För in filen i stoppet och placera i millimeterskåran för mätning.

DANISH - ENDODONTISK LINEAL

BRUGSANVISNING

Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling. Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling.



SUOMI - JUURIKANAVAMITTA (MITTARI MILLIMETREISSÄ)

KÄYTTÖOHJEET

Aseta viila pysäytyskohtaan, ja siirrä se millimetriuraan mittausta varten.

HRVATSKI - REGLA ENDODÓNTICA MILIMETRADA

UPUTE ZA UPORABU

Stavite ispunu u plombu i postavite je u utor za mjerenje razdaljine u milimetrima.

SLOVENŠČINA - ENDODONTSKO RAVNILO (SKALA V MILIMETRIH)

NAVODILA ZA UPORABO

Postavite kazalnik na stop in namestite v milimetrski utor za merjenje.

SLOVENSKY - ENDODONTICKÉ PRAVÍTKO, MILIMETROVÉ

POKYNY NA POUŽITIE

Zasuňte pilník do zarážky a umiestnite ho na meradlo, čím získate požadovanú dĺžku.



POLSKI - MILIMETRYCZNA LINIJKA ENDODONTYCZNA.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Umieścić suwak na pilniku i ustawić go na linijce, aby uzyskać żądaną długość.

EESTI - JUURERAVI MILLIMEETRIJONLAUD

KASUTUSJUHEND

Soovitud mõõdu saamiseks asetage tõkend viilile ja asetage see joonlauale.

LIETUVIŠKAI - MILIMETRINĖ ENDODONTINĖ LINIUOTĖ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Nustatykite kursorių ties dilde ir pasirinkite liniuotės poziciją, norėdami gauti reikiamą dydį.

LATVISKI - ENDODONTIJAS LINEĀLS AR MILIMETRU IEDAĻĀM

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ievietojiet faili ierobežotājā un ievadiet to lineāla gropē, lai mērītu.

ČESKY - ENDODONTICKÉ PRAVÍTKO, MILIMETROVÉ

POKYNY K POUŽITÍ

Zasuňte pilník do zářezky a umístěte jej na měřidlo, čímž získáte požadovanou délku.



GAEILGE - RIALÓIR MILLIMÉADRACHA ENDODÓINTEACHA

TREORACHA D'ÚSÁID

Cuir an líomhán isteach sa stop agus cuir é sa heitre milliméadair chun tomhas a dhéanamh.

MAGYAR - MILLIMÉTER BEOSZTÁSÚ ENDODONCIAI VONALZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Húzza rá a stoppert a gyökércsatorna-tágítóra majd helyezze a vonalzón található horonyba és állapítsa meg a kívánt hosszt.

TÜRKÇE - MILIMETRELİK ENDODONTİK CETVEL.

KULLANIM TALIMATLARI

İstenilen ölçüyü elde etmek için Stopu Endodontik eğeye yerleştirin ve cetvele geçirin.

MALTI - RIGA ENDODONTIKA (GEJĠ F'MILLIMETRI)

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Daħħal il-lima fil-waqqafa u qeġhedha fil-gruv tal-millimetri għall-kejl.

БЪЛГАРСКИ - ЕНДОДОНТСКО ВЛАДЕТЕЛ (В МИЛИМЕТРИ GAUGE)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Въведете пилата в ограничителя и я поставете в милиметровата вдлъбнатина за измерване.



РУССКИЙ - ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ МИЛЛИМЕТРОВАЯ ЛИНЕЙКА.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наведите курсор на файл и разместите его на линейке, чтобы получить желаемую длину.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΌΣ ΧΆΡΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΆ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε το στοπ στη λίμα και τοποθετήστε την στον χάρακα για να επιτευχθεί το κατάλληλο μήκος.